

お願いおにいちゃん うぶもえロリッ娘 まゆちゃん

型番:2JT-HL001



ロリッ娘仕様の無臭で柔らかい
新エラストマー素材!!

処女を想わせるキツい入口に挿入すると未開発のカズノコ名器がお出迎え。最後は子宮でぜんぶ揺りとっちゃいます。オナホ素材にはロリ仕様に開発された、無臭で超弾力の新エラストマーを採用。150mlボトル入りのまゆちゃん愛液ローション付き。

お願いゆいちゃん 千石坂学園生徒会長 七咲ゆい

型番:2JT-HL003



複雑に隆起した内壁がいやらしく絡み付く!
キツキツ系の純情ホール!

憧れの生徒会長のイケナイ秘密! 千石坂学園のアイドル「生徒会長の七咲ゆい」が皆の願望を叶えちゃうぞ。ブリティーなお尻付きのブリっとしたホールは、入り口が結構キツめ。複雑な内部はとろとろ粘膜が絡まってとても気持ちいいぞ。奥にイク程キツく締めるゆいのアソコでたくさん出そう。

お願いラン先生! ちょっぴりデビルな家庭教師

型番:2JT-HL002



ピュアな刺激を徹底再現
恍惚体験ピンキーエラストマー素材

ショップが感じるラン先生の内部も、やっぱリシボボの形。奥にイク程に快感が増していくぞ。にゅるにゅるグリップは、既存のホールの快感を超えた新たな刺激を生む。最強のバキュームポイントはハートマーク、ここで最高の快感を体感しよう。ホールの素材は、程よい柔らかさのピンキーエラストマー。

お願いなつこりん♪ 国立オナホ研究所 皆川なつみ研究員のオナホール

型番:2JT-HL005

●箱サイズ / 横 12× 縦 18× 奥行き 7cm
●非貫通オナホール●ローション付き



この角度が
重要なんです!!

上下を逆にして
挿入すると、
刺激スポット
(亀頭部分 / 裏筋部分)
の切り替えが可能です。

48°のスロープで
楽ちん挿入。

奥深く進むにつれて
刺激が加算される
ADDエリア。

綿密に計算された48°傾斜スロープで滑らかな挿入と密着性を実現

国立オナホ研究所では、個性豊かな研究スタッフによるオナホールの開発が日々行われています。このたび、基礎研究部所属の皆川なつみ研究員が画期的なオナホールを発明しました。ホール本体を湾曲することで、従来のストレート構造に比べ大幅に密着感がアップ! また、上下を逆にして挿入すると、刺激スポット(亀頭部分 / 裏筋部分)の切り替えが可能です。見た目もユニークな曲がった形の次世代型オナホールです。

お願いななちゃん 猫耳少女 三毛ノ木なな

型番:2JT-HL004



二股のエッジ恍惚感がアップ。
新触感ピュアエラストマー素材

あどけない表情と美麗な金髪が可愛い、猫耳少女・三毛ノ木ななちゃんのオナホールが登場! 新触感のピュアエラストマー素材を2層設計で使用することで、内部のリアルなピンク色を徹底再現! 繊細な突起が優しく絡み付く、またたり系ホールです。


お願いあいちゃん♪ 国立オナホ研究所 02 藤咲あいり研究員のオナホール

型番:2JT-HL006

●箱サイズ / 横 21× 縦 15× 奥行き 8cm
●非貫通オナホール●ローション付き



持ち手



従来のピストン運動だけに止まらない革命的なオナホール!!

個性豊かな研究スタッフによってオナホールの開発が行われている国立オナホ研究所から、待望の第2弾が登場です。シェイク＆マッサージという独自の使い方によって、かつてない刺激が得られる斬新な設計になっています。さらに、ホール内部に敷き詰められた大粒の突起が快感を大幅に高めます。持ち手部分を握って、前後または上下に本体を振り動かすシェイク運動と、本体を回転またはこすり付けるように揉み込むマッサージ運動など、多様な使い方ができる次世代型オナホールです。潤い長持ちNOLローション120ml付き。